

BATERIA MEDICA 11,1V 3,4Ah COMPAT. PHILIPS VS1,VS2

SILUJ

Batería compatible con monitores Philips 11,1V 3,4AH

Marca: Cameron SinoModelo: CS-PHV100MX

Tipo: Li-ion
Tensión: 11,1V
Potencia: 37,74Wh
Capacidad: 3,4Ah
Color: Negro

• Medidas; 66,62 x 55,40 x 21,00 mm

• Peso: 180 gr

 Entre otros para el equipo Philips VS1,Phiips Monitor VS2, Philips VM1, Philips VMS

 Código en marca Philips 45356424350I, parte 863266, referencia 989803166291







Referencia 002-CSPHV100MX





Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Gama: Batería Médica

Tipo: Medicina

Potencia: Capacidad 3,4Ah Voltaje / Tensión: 11,1V

Tamaño: 66,62 x 55,40 x 21,00 mm

Peso: 180 Gr

Tecnología: LITIO (Litio)

Identificación

Código alternativo: CS-PHV100MX
Código Siluj: 002-CSPHV100MX
Código EAN: 4894128126942

o Número de serie

compatibles: PHILIPS 45356424350I, 863266, 989803166291, 98980317488I

• Instrucciones de operacion

- Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad optima y la vida útil de la batería.
- Se recomienda una carga completa para todas las baterías nuevas. Después de completar
 2-3 ciclos de carga y descarga, la batería alcanzará la capacidad óptima de la batería.
- Después de que la batería esté completamente cargada, desenchúfela de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga.
- o Desconecte la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Guarde las baterías a temperatura moderada. Si las baterías no se utilizarán durante un período prolongado, retírelas de los dispositivos y manténgalas en una habitación interior en condiciones normales.
- Cuando se lleve una batería de repuesto, aislar esta de objetos metálicos como monedas, clips, bolígrafos, etc. cuando lleve una batería adicional.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería estén orientados en la dirección correcta.
- Si es posible, evite descargar completamente la batería.

Advertencia

- · No instalar las baterías con la polaridad inversa a la indicada en el dispositivo.
- No continúe cargando las baterías más allá del tiempo especificado.
- · No aplastar, dejar caer, mutilar, ni perforar las baterías con objetos extraños.
- No use ni cargue las baterías cuando parezca que tienen fugas, están descoloridas, oxidadas, deformadas, emiten olores o son anormales.
- No derrame agua sobre la batería ni la moje.
- No deseche las baterías en el fuego o en un incinerador de basura, ni las deje en lugares calientes, como un automóvil expuesto al sol.
- No intente desarmar, perforar o modificar la batería

Precaución

- Para evitar daños a la batería, deben evitarse las temperaturas extremas, vibraciones y golpes
- o Mantenga la batería entre 15 °c y 25 °c para obtener el mejor rendimiento.
- Cuando la batería esté en llamas, no use agua para apagar el fuego, use arena u otros materiales no combustibles.
- El almacenaje o desechado debe estar fuera del alcance de los niños.
- Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.
- Consejo del staff de Siluj: Si aprecias la Tierra, por favor recicla las baterías.

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías











